

LEYENDA PARA LA DENOMINACIÓN DE LOS IMPLANTES MAMARIOS MENTOR® CPG™


Grado de Cohesión	Altura del Implante	Proyección del Implante
III 3	Alta 3	Alta 3
	Media 2	Moderada Plus 2
	Baja 1	Moderada 1

CLAVE: DÍGITO 1 = GRADO DE COHESIÓN
DÍGITO 2 = ALTURA DEL IMPLANTE
DÍGITO 3 = PROYECCIÓN DEL IMPLANTE

DEFINICIÓN DE ARCO DEL POLO INFERIOR DEL POLO INFERIOR

ARCO DEL POLO INFERIOR (API) =

Medida de longitud desde el punto más bajo (Punto B) del Polo Inferior hasta el punto medio (Punto A) del implante, teniendo en cuenta 0,5 cm de cubierta tisular.




Los diagramas no son a escala, sólo una referencia.

Implantes Mamarios de Gel CPG™, Cohesive III™


CPG

Implantes CPG™ 331, Cohesive III™, Altura Alta, Proyección Moderada



Vol. (ml)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)	Arco del Polo Inferior A-B (cm)	Nº de Catálogo #	Medidor de Gel Reesterilizable ^ε
125	9,0	9,2	3,2	7,3	334-0903	RSZ-0903
150	9,5	9,7	3,3	7,7	334-0953	RSZ-0953
175	10,0	10,2	3,4	8,1	334-1003	RSZ-1003
200	10,5	10,7	3,5	8,4	334-1053	RSZ-1053
230	11,0	11,3	3,6	8,8	334-1103	RSZ-1103
265	11,5	11,8	3,7	9,1	334-1153	RSZ-1153
300	12,0	12,3	3,9	9,5	334-1203	RSZ-1203
340	12,5	12,8	4,0	9,9	334-1253	RSZ-1253
380	13,0	13,3	4,1	10,2	334-1303	RSZ-1303
425	13,5	13,8	4,3	10,6	334-1353	RSZ-1353
475	14,0	14,3	4,5	11,0	334-1403	RSZ-1403
530	14,5	14,8	4,6	11,3	334-1453	RSZ-1453
585	15,0	15,3	4,8	11,7	334-1503	RSZ-1503
645	15,5	15,9	5,0	12,1	334-1553	RSZ-1553

Implantes CPG™ 321, Cohesive III™, Altura Media, Proyección Moderada




Vol. (ml)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)	Arco del Polo Inferior A-B (cm)	Nº de Catálogo #	Medidor de Gel Reesterilizable ^ε
120	9,0	8,5	3,3	7,0	354-0908	RSZ-0908
135	9,5	8,9	3,5	7,3	354-0958	RSZ-0958
155	10,0	9,4	3,7	7,7	354-1008	RSZ-1008
180	10,5	9,9	3,8	8,0	354-1058	RSZ-1058
215	11,0	10,3	3,9	8,2	354-1108	RSZ-1108
245	11,5	10,8	4,0	8,6	354-1158	RSZ-1158
280	12,0	11,3	4,2	8,9	354-1208	RSZ-1208
315	12,5	11,8	4,4	9,2	354-1258	RSZ-1258
355	13,0	12,2	4,6	9,6	354-1308	RSZ-1308
395	13,5	12,7	4,7	9,9	354-1358	RSZ-1358
440	14,0	13,2	4,9	10,3	354-1408	RSZ-1408
480	14,5	13,3	5,0	10,5	354-1458	RSZ-1458
530	15,0	14,1	5,2	10,9	354-1508	RSZ-1508
640	16,0	15,0	5,6	11,5	354-1608	RSZ-1608
775	17,0	16,0	5,9	12,2	354-1708	RSZ-1708

^ε Reesterilizable hasta 10 veces.

Implantes Mamarios de Gel CPG™, Cohesive III™

Implantes CPG™ 311, Cohesive III™, Altura Baja, Proyección Moderada




Vol. (ml)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)	Arco del Polo Inferior A-B (cm)	Nº de Catálogo #	Medidor de Gel Reesterilizable ^ε
120	9,5	8,5	3,2	6,9	334-0951	RSZ-0095
140	10,0	8,9	3,4	7,2	334-1001	RSZ-0100
160	10,5	9,4	3,6	7,5	334-1051	RSZ-0105
180	11,0	9,8	3,7	7,9	334-1101	RSZ-0110
210	11,5	10,3	3,9	8,2	334-1151	RSZ-0115
235	12,0	10,7	4,1	8,5	334-1201	RSZ-0120
270	12,5	11,2	4,2	8,8	334-1251	RSZ-0125
300	13,0	11,6	4,4	9,2	334-1301	RSZ-0130
335	13,5	12,0	4,6	9,5	334-1351	RSZ-0135
375	14,0	12,5	4,7	9,8	334-1401	RSZ-0140
415	14,5	12,9	4,9	10,1	334-1451	RSZ-0145
460	15,0	13,4	5,1	10,5	334-1501	RSZ-0150
510	15,5	13,8	5,2	10,8	334-1551	RSZ-0155
560	16,0	14,3	5,4	11,1	334-1601	RSZ-0160
615	16,5	14,7	5,6	11,4	334-1651	RSZ-0165

^ε Reesterilizable hasta 10 veces.

Implantes Mamarios de Gel CPG™, Cohesive III™


CPG

Implantes CPG™ 332, Cohesive III™, Altura Alta, Proyección Moderada Plus



Vol. (ml)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)	Arco del Polo Inferior A-B (cm)	Nº de Catálogo #	Medidor de Gel Reesterilizable ^ε
145	9,0	9,4	3,8	8,1	334-0909	RSZ-0909
175	9,5	9,9	4,0	8,5	334-0959	RSZ-0959
205	10,0	10,4	4,2	8,9	334-1009	RSZ-1009
235	10,5	10,9	4,4	9,3	334-1059	RSZ-1059
270	11,0	11,5	4,7	9,7	334-1109	RSZ-1109
305	11,5	12,0	4,9	10,1	334-1159	RSZ-1159
350	12,0	12,5	5,1	10,5	334-1209	RSZ-1209
395	12,5	13,0	5,3	10,9	334-1259	RSZ-1259
445	13,0	13,5	5,5	11,3	334-1309	RSZ-1309
495	13,5	14,1	5,7	11,7	334-1359	RSZ-1359
555	14,0	14,6	5,9	12,1	334-1409	RSZ-1409
615	14,5	15,1	6,1	12,6	334-1459	RSZ-1459
680	15,0	15,6	6,3	13,0	334-1509	RSZ-1509

Implantes CPG™ 322, Cohesive III™, Altura Media, Proyección Moderada Plus




Vol. (ml)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)	Arco del Polo Inferior A-B (cm)	Nº de Catálogo #	Medidor de Gel Reesterilizable ^ε
140	9,0	8,5	3,8	7,6	334-0905	RSZ-0905
165	9,5	8,9	4,0	8,0	334-0955	RSZ-0955
195	10,0	9,4	4,2	8,4	334-1005	RSZ-1005
225	10,5	9,9	4,4	8,8	334-1055	RSZ-1055
255	11,0	10,3	4,7	9,2	334-1105	RSZ-1105
295	11,5	10,8	4,9	9,5	334-1155	RSZ-1155
330	12,0	11,3	5,1	9,9	334-1205	RSZ-1205
375	12,5	11,8	5,3	10,3	334-1255	RSZ-1255
420	13,0	12,2	5,5	10,7	334-1305	RSZ-1305
475	13,5	12,7	5,7	11,1	334-1355	RSZ-1355
525	14,0	13,2	5,9	11,4	334-1405	RSZ-1405
585	14,5	13,6	6,1	11,8	334-1455	RSZ-1455
650	15,0	14,1	6,3	12,2	334-1505	RSZ-1505

^ε Reesterilizable hasta 10 veces.

Implantes Mamarios de Gel CPG™, Cohesive III™

Implantes CPG™ 312, Cohesive III™, Altura Baja, Proyección Moderada Plus




Vol. (ml)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)	Arco del Polo Inferior A-B (cm)	Nº de Catálogo #	Medidor de Gel Reesterilizable ^ε
125	9,0	8,0	3,8	7,2	334-0907	RSZ-0907
145	9,5	8,4	4,0	7,5	334-0957	RSZ-0957
170	10,0	8,8	4,2	7,9	334-1007	RSZ-1007
195	10,5	9,3	4,4	8,3	334-1057	RSZ-1057
225	11,0	9,7	4,7	8,6	334-1107	RSZ-1107
255	11,5	10,2	4,9	9,0	334-1157	RSZ-1157
290	12,0	10,6	5,1	9,3	334-1207	RSZ-1207
330	12,5	11,1	5,3	9,7	334-1257	RSZ-1257
370	13,0	11,5	5,5	10,0	334-1307	RSZ-1307
415	13,5	11,9	5,7	10,4	334-1357	RSZ-1357
465	14,0	12,4	5,9	10,8	334-1407	RSZ-1407
515	14,5	12,8	6,1	11,1	334-1457	RSZ-1457
570	15,0	13,3	6,3	11,5	334-1507	RSZ-1507
690	16,0	14,2	6,8	12,2	334-1607	RSZ-1607

^ε Reesterilizable hasta 10 veces.

Implantes Mamarios de Gel CPG™, Cohesive III™


CPG

Implantes CPG™ 333, Cohesive III™, Altura Elevada, Proyección Alta



Vol. (ml)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)	Arco del Polo Inferior A-B (cm)	Nº de Catálogo #	Medidor de Gel Reesterilizable ^ε
180	9,0	9,4	4,6	8,4	334-0904	RSZ-4090
215	9,5	9,9	4,8	8,8	334-0954	RSZ-4095
250	10,0	10,4	5,1	9,3	334-1004	RSZ-4100
290	10,5	10,9	5,3	9,7	334-1054	RSZ-4105
330	11,0	11,5	5,6	10,1	334-1104	RSZ-4110
380	11,5	12,0	5,8	10,5	334-1154	RSZ-4115
430	12,0	12,5	6,0	11,0	334-1204	RSZ-4120
485	12,5	13,0	6,2	11,4	334-1254	RSZ-4125
545	13,0	13,5	6,5	11,8	334-1304	RSZ-4130
610	13,5	14,1	6,7	12,2	334-1354	RSZ-4135
680	14,0	14,6	6,9	12,7	334-1404	RSZ-4140
755	14,5	15,1	7,1	13,1	334-1454	RSZ-4145

Implantes CPG™ 323, Cohesive III™, Altura Media, Proyección Alta




Vol. (ml)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)	Arco del Polo Inferior A-B (cm)	Nº de Catálogo #	Medidor de Gel Reesterilizable ^ε
165	9,0	8,5	4,6	8,1	334-0902	RSZ-0902
195	9,5	8,9	4,8	8,5	334-0952	RSZ-0952
225	10,0	9,4	5,1	8,9	334-1002	RSZ-1002
260	10,5	9,9	5,3	9,3	334-1052	RSZ-1052
300	11,0	10,3	5,6	9,7	334-1102	RSZ-1102
345	11,5	10,8	5,8	10,1	334-1152	RSZ-1152
390	12,0	11,3	6,0	10,5	334-1202	RSZ-1202
440	12,5	11,8	6,2	10,9	334-1252	RSZ-1252
495	13,0	12,2	6,5	11,3	334-1302	RSZ-1302
555	13,5	12,7	6,7	11,8	334-1352	RSZ-1352
620	14,0	13,2	6,9	12,2	334-1402	RSZ-1402
685	14,5	13,6	7,1	12,6	334-1452	RSZ-1452

^ε Reesterilizable hasta 10 veces.

Implantes Mamarios de Gel CPG™, Cohesive III™

Implantes CPG™ 313, Cohesive III™, Altura Baja, Proyección Alta



Vol. (ml)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)	Arco del Polo Inferior A-B (cm)	Nº de Catálogo #	Medidor de Gel Reesterilizable ^ε
130	9,0	8,1	4,4	7,6	334-0906	RSZ-0906
155	9,5	8,6	4,5	7,8	334-0956	RSZ-0956
180	10,0	9,0	4,6	8,3	334-1006	RSZ-1006
210	10,5	9,5	4,8	8,7	334-1056	RSZ-1056
240	11,0	9,9	4,9	9,1	334-1106	RSZ-1106
270	11,5	10,3	5,0	9,5	334-1156	RSZ-1156
310	12,0	10,8	5,2	9,9	334-1206	RSZ-1206
350	12,5	11,2	5,4	10,2	334-1256	RSZ-1256
395	13,0	11,7	5,6	10,6	334-1306	RSZ-1306
440	13,5	12,2	5,8	11,0	334-1356	RSZ-1356
490	14,0	12,6	6,1	11,4	334-1406	RSZ-1406
545	14,5	13,1	6,3	11,7	334-1456	RSZ-1456
605	15,0	13,5	6,6	12,1	334-1506	RSZ-1506

^ε Reesterilizable hasta 10 veces.